

## TELESCOPE HD+2 FOR LAPAROSCOPY

HYSTEROSCOPY, CYSTOSCOPY

Ø 2.9mm; 30°; 300 mm; autoclavable



**SKU:** 601-103-30HD2

**Categories:** [Endoscopy](#), [Equipment](#), [GUBBINI/Gyn](#), [Gynecology](#), [Laparoscopy](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Telescopes](#)

**SCOPE** [GUBBINI/Gyn](#), [Gynecology](#), [Laparoscopy](#), [Urology](#)



30°

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Telescopes](#)

**SCOPE** [GUBBINI/Gyn](#), [Gynecology](#), [Laparoscopy](#), [Urology](#)