


## TRIPOD POLYP RETRIEVER (SINGLE USE)

with 3 sharp hooks

tubus 2.5 x 230cm



**SKU:** PK-7GZEW2540230C-S

**Category:** [Endoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Single Use Instruments](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Single Use Instruments](#)