

## TROCAR; CONICAL TIP

Ø 15.0mm; for FL 110mm

**SKU:** 626-151-41

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Trocars](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Trocars](#)