

TROCAR; CONICAL TIP; WITH HOLE

Ø 5.5mm; for FL 95mm

SKU: 626-150-51

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Trocars](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Trocars](#)