

## TROCAR; CONICAL TIP; WITH HOLE

Ø 11.0mm; for FL 100mm

**SKU:** 626-150-91

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Trocars](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Trocars](#)