

TROCAR FOR HASSON, CONICAL BLUNT

Ø 5.5mm

for sleeve 626-121-51

SKU: 626-157-51

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Trocars](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Trocars](#)