

TROCAR FOR HASSON, CONICAL BLUNT

Ø 11.0mm

for sleeve 626-121-91



SKU: 626-157-91

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Trocars](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Trocars](#)