

## TROCAR FOR HASSON, CONICAL BLUNT

Ø 11.0mm; NL:150mm

for sleeve 626-121-99

**SKU:** 626-157-99

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Trocars](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Trocars](#)