

TROCAR FOR HASSON, CONICAL BLUNT

Ø 12.5mm

for sleeve 626-121-11



SKU: 626-157-11

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Trocars](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Trocars](#)