

TUBE ROLLER SQUEEZING FORCEPS

teflon roller, aluminium blue anodised

16.0cm (6.4")



SKU: 032-210-00

Categories: [Hemostats](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Tubing Clamps](#)

SPECIFICATIONS [straight](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Tubing Clamps](#)

SPECIFICATIONS [straight](#)