

URETHROTOME SHEATH VISUAL

15.5Fr.; 2 fixed stopcocks; graduated

guide wire port 5Fr.



SKU: 630-401-15

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Urethrotomy](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Urethrotomy](#)

TYPE [Sheaths](#)