

## URETHROTOME SHEATH VISUAL

21Fr.; 2 fixed stopcocks; graduated

guide wire port 5Fr.



**SKU:** 630-400-21

**Categories:** [Endoscopy](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Urethrotomy](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Urethrotomy](#)

**TYPE** [Sheaths](#)