

## WORKING ELEMENT; ACTIVE; BIPOLAR

18.5 Fr. for Ø 2.9mm telescope; 30°

QL connection; colour code green

for bipolar use



**SKU:** 582-180-01B

**Categories:** [Endoscopy](#), [Urology](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Mini Resectoscopy](#)  
**TYPE** [Working Elements](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Mini Resectoscopy](#)  
**TYPE** [Working Elements](#)