


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 5mm; opening 4mm

110 gms; curved



**SKU:** 244-471-05

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.17

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.17

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [permanent](#)