


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 5mm; opening 3.5mm

130 gms; straight



**SKU:** 244-473-05

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FE716

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.40

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FE716

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.40

## SPECIFICATIONS

[permanent](#), [straight](#)