


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 7mm; opening 6mm

130 gms; straight



**SKU:** 244-475-06

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.41

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.41

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)