


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP

permanent; 4.5mm; opening 6mm

130 gms; angled



**SKU:** 244-477-07

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FE806

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.48

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FE806

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.48

## SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)