


YASARGIL MINI VESSEL CLIP

temporary; 3mm; opening 3.2mm

90 gms; straight



SKU: 244-563-03

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.53

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.57.53

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)