


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP

temporary; 5mm; opening 3.5mm

70 gms; straight



**SKU:** 244-573-05

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.69

**SPECIFICATIONS** [straight](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.69

**SPECIFICATIONS** [straight](#), [temporary](#)