


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP

temporary; 4.5mm; opening 6mm

70 gms; angled



**SKU:** 244-577-07

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.73

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.57.73

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)