


## YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 5mm; opening 3.5mm

130 gms; straight



**SKU:** 244-473-05T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)


**Aesculap** FT716T

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.43.40

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FT716T

**MATERIAL** [Titanium](#)

## AUTHORS

[YASARGIL](#)

## Medicon

58.43.40

## SPECIFICATIONS

[permanent](#), [straight](#)