


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

permanent; 7mm; opening 5.7mm

130 gms; angled



SKU: 244-476-07T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT728T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.42

SPECIFICATIONS [angled](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT728T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.43.42

SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)