


YASARGIL MINI VESSEL CLIP; TITANIUM

temporary; 4.5mm; opening 6mm

70 gms; angled



SKU: 244-577-07T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)


Aesculap FT306T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.43.73

SPECIFICATIONS [angled](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT306T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.43.73

SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)