


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

temporary; 5mm; opening 8mm

110 gms; angled



**SKU:** 244-510-05

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)


### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [temporary](#)