


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

permanent; 9mm; opening 7mm

180 gms; straight



**SKU:** 244-400-09

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FE750

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FE750

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)