


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD

permanent; 15mm; opening 9.2mm

200 gms; straight



**SKU:** 244-400-15

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FE780

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FE780

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**SPECIFICATIONS** [permanent](#), [straight](#)