


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 5mm; opening 8mm

110 gms; angled



SKU: 244-510-05T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT270T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

SPECIFICATIONS [angled](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT270T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)