


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 9mm; opening 7.8mm

110 gms; angled



SKU: 244-511-09T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)


Aesculap FT112T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.61.89

SPECIFICATIONS [angled](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT112T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.61.89

SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)