


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 5mm; opening 5.6mm

130 gms; angled



SKU: 244-513-05T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.65.05

SPECIFICATIONS [angled](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.65.05

SPECIFICATIONS

[angled](#), [temporary](#)