


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 9mm; opening 7.2mm

90 gms; curved



**SKU:** 244-519-09T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.65.29

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [temporary](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.65.29

## SPECIFICATIONS

[curved](#), [temporary](#)