


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 11mm; opening 8mm

90 gms; straight



SKU: 244-521-11T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)


TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.65.41

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.65.41

SPECIFICATIONS

[straight](#), [temporary](#)