


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 5mm; opening 7mm

110 gms; straight; fenestrated Ø 5mm



SKU: 244-545-05T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.47.25

SPECIFICATIONS [straight](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.47.25

SPECIFICATIONS

[straight](#), [temporary](#)