


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 12mm; opening 10.2mm

200 gms; angled



**SKU:** 244-410-12T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)


**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.61.44

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.61.44

## SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)