


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 11mm; opening 8.4mm

200 gms; angled



SKU: 244-411-11T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)


TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.61.52

SPECIFICATIONS [angled](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.61.52

SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)