


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 9mm; opening 7.2mm

200 gms; curved



**SKU:** 244-419-09T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)


**Aesculap** FT832T

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.61.68

**SPECIFICATIONS** [curved](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**Aesculap** FT832T

**MATERIAL** [Titanium](#)

## AUTHORS

[YASARGIL](#)

## Medicon

58.61.68

## SPECIFICATIONS

[curved](#), [permanent](#)