


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 7mm; opening 5.7mm

200 gms; angled



SKU: 244-421-07T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)


Aesculap FT746T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.61.40

SPECIFICATIONS [angled](#), [permanent](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

Aesculap FT746T

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS

[YASARGIL](#)

Medicon

58.61.40

SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)