


## YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

permanent; 11mm; opening 5.5mm

180 gms: angled; fenestrated Ø 5mm



**SKU:** 244-439-11T

**Categories:** [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.59.68

**SPECIFICATIONS** [angled](#), [permanent](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Vessel Clips](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**AUTHORS** [YASARGIL](#)

**Medicon** 58.59.68

## SPECIFICATIONS

[angled](#), [permanent](#)