


YASARGIL VESSEL CLIP; STANDARD; TITANIUM

temporary; 11mm; opening 6.2mm

110 gms; curved



SKU: 244-505-11T

Categories: [Neurosurgery](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.61.95

SPECIFICATIONS [curved](#), [temporary](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Vessel Clips](#)

MATERIAL [Titanium](#)

AUTHORS [YASARGIL](#)

Medicon 58.61.95

SPECIFICATIONS

[curved](#), [temporary](#)